



全息心电模拟信号发生器 ECG Simulator For IOS

产品介绍

无线心电信号模拟仪, 是一款广泛应用于患者多参数监护仪、心电图机、心电HOLTER等患者监测仪的手持式无线心电信号模拟仪。

具备提供12导联ECG模拟信号、16种ST段变化模拟信号、20种心律失常模拟信号、18种起搏器模拟信号。

产品特点


- 可实现各种心电信号软件APP记录存储。
- 可实现无线蓝牙传输、接收功能。
- 可实现APP升级。
- 可与多种心电图机、心电监护仪等心电设备联接
- 兼容Fluke患者模拟仪患者模拟仪心电部分功能。
- IOS系统, 蓝牙3.0协议



IOS
iphone & ipad
APP



可选择不同的信号方式



产品显示效果

